Z- NE® get back, faster





FAST RECOVERY DO con COMPRESSIONE





NO GHIACCIO / NO ACQUA
Tecnologia di raffreddamento terapeutica senza ghiaccio o acqua all'interno

SISTEMA CHIUSO E PULITO ZAMARZAMAR DRIPLESS SYSTEM precaricato con glicole non ha bisogno di riempire o scaricare liqui do.

RAFFREDDAMENTO INNOVATIVO

Tecnologia avanzata basata su parametri di temperatura in tempo reale

TERAPIA FOCALIZZATA in TEMPERATURA

Imposta la temperatura esatta che desideri raggiungere

COMPRESSIONE INTERMITTENTEMigliora i benefici della terapia a freddo e la guarigione con 3 livelli di compressione dell'aria

ISPIRATO AL CORPO

Gamma completa di FASCE anatomiche progettate per il tuo corpo

<u>PIÙ LEGGERO E PIÙ FORTE</u>







Più PICCOLO E Più POTENTE CHE MAI

PLUG 'N' PLAY

Nessun tempo di preparazione necessari.

Tutti i parametri di trattamento gestibili in un'unica schermata.

SEMPRE IN MOVIMENTO

Leggero e maneggevole può essere trasportato facilmente, sempre e ovunque con te.

RIPETI IL TUO PREFERITO

Possibilità di conservare i tuoi trattamenti personali per un uso frequente











ZAMAR MEDICAL d.o.o.

Sv. Martin, 6 - 52450 - Vrsar - (HR) Tel: +385 (0)52 496 111 - VAT: 96642432252 info@zamar.care

Caratteristiche



| APPLICATION | COLD |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Campo Di Temperature | +5°C +15°C (41°F 60°F) |
| SCREEN | LCD 5" color TouchScreen |
| WRAPS | Liquid / Air Wraps |
| Glycol | NON TOX freeze |
| livelli Com pressione Aria | mmHg: 50 - 75 - 110 |
| Tempo funzionamento per Ciclo | 10 h. |
| Medical class for Wraps | BF |
| Teraopie memorizzabili | 1 + 2 |
| Dimensioni | cm. 29 x 26 x 30 inc. 11 x 10 x 11 |
| Peso | 9 kg (20 lb.) |

- LCD 5 inc, touch screen a colori TFT
- Software facile, icone Menu intuitivo
- Possibilità di selezionare temperatura della terapia ed il tempo
- Impostare i programmi che i medici possono personalizzare e salvare
- Gestione del ciclo completamente automatizzata
- connettori antigoccia
- fasce anatomiche pre caricate con glicole
- Liquido di raffreddamento NON-TOX

www.zamar.care



